

BIOHARMONEX

proizvod CaliVita Electronics -a

BioHarmonex je elektronski uređaj za biostimulaciju organizma pulsirajućim magnetnim poljem slabog intenziteta.



Čemu služi BioHarmonex?

Paralelno s napretkom medicine, sve više stručnjaka usmjerava svoju pažnju na prevenciju i na prirodne načine liječenja bez nuspojava. Otkriva se sve veća povezanost između zdravlja i načina života. Međutim, akademska medicina još uvijek promatra živi organizam linearno, tj. na principu zakonitosti uzrok-posljedica. Već se do kraja 20. stoljeća pokazalo da ovakav pristup nije donio očekivane rezultate u liječenju, jer nastale zdravstvene probleme nije uspijevaio u potpunosti otkloniti. Pokazalo se da je biofizičko liječenje metoda koja najviše obećava u smislu poboljšanja sposobnosti samoizlječenja (osim zaštite od nepovoljnih štetnih utjecaja okoline). Drugim imenom ovaj se pristup zove biorezonantna terapija. Najbolji način za njeno provođenje pružaju kućni aparati za biorezonancu. Takvi se aparati zasnivaju na blagotvornom djelovanju elektromagnetskih valova na bioinformatičke procese koji upravljaju zdravljem organizma. Zahvaljujući uređajima za biorezonanciju koji su nastali kao rezultat mnogobrojnih istraživanja, možemo promatrati biološke procese u svojoj potpunosti (holistički) i utjecati na sam izvor problema.

Da li je to zaista moguće?

Ljudski organizam sastoji se od stanica i tkiva koja se redovito snabdijevaju novim građevnim tvarima, a tijekom procesa rada stvaraju se otpadni produkti. Izmjena tvari je sklop biokemijskih procesa za čiju je harmonizaciju potreban složeni informacijski sustav. Pored hormonalnog i živčanog upravljanja, postoji i jedan elektromagnetski biokomunikacijski upravljački sustav, koji je odgovoran za harmonizaciju funkcioniranja biokemijskih procesa unutar stanica. Kao i sve u svemiru, ljudsko tijelo je splet složenih energija i vibracijskih valova koji se kod zdravih osoba nalaze u stanju savršene harmonije ili, drugim riječima, međusobno

skladno rezoniraju. Dakle, svjedoci smo nastajanja jedne nove paradigme svjetskih razmjera: iz dosadašnjeg shvaćanja skućenog carstva statičkih formi, sve se više približavamo svijetu energetske polja i neprestanog dinamičnog kretanja koje nas prožima i čiji smo neodvojivi dio.

Osim poboljšanjem načina života, tisuće se znanstvenika bavi pitanjem kako pomoći organizmu u jačanju sposobnosti samoizlječenja, jer je to od izuzetne važnosti za što lakše izlječenje i prevenciju od nastajanja oboljenja. Organizam s dobrim sposobnostima samoizlječenja teže se razbolijeva i lakše iscjeljuje.

Da li je na ovaj način nastala terapija Biorezonancijom?

Kao rezultat ispitivanja elektronskih signala živog organizma (koja su rađena početkom 90-ih godina, zajednički na Max Plank Institutu u Njemačkoj i Marburskom Sveučilištu; prof. F. A. Popp), dokazano je da se u organizmu većine živih bića odvija stalna komunikacija unutar i između stanica, odnosno, da postoji razmjena informacija na staničnom nivou.

M. W. Ho i suradnici i eksperimentima su potvrdili da svakom biokemijskom procesu prethodi elektromagnetska aktivnost stanica, čime smo praktično (slično kao i kod kvantne kemije) i u biologiji stigli do doba kvantuma (kvantna biologija).

Prema molekularnim biofizičarima svaka stanica našeg organizma predstavlja jednu malenu elektromagnetsku jedinicu. Stoga, kada na živu tvar utječe neka energija, bilo mehanička ili elektromagnetska, ona ujedno predstavlja i informaciju, kao i silu koja u interakciji sa strukturom pokreće čitav niz odgovora u vidu biokemijskih reakcija. F. A. Popp još je 1980. godine upućivao na to da se u našim stanicama svake sekunde odvijaju milijarde kemijskih procesa (3×10^{16} kemijskih procesa u sekundi).

Međutim, vrlo je važno znati: svakom biokemijskom procesu prethodi odgovarajuća elektromagnetska aktivnost! 65-70% našeg organizma čini voda. Zahvaljujući specifičnoj stereokemiji molekula vode i vodikovih veza, unutar samih stanica, kao i između stanica odvija se posebna konstantna komunikacija, tzv. međustanični razgovor (intercellular

crosstalk). Molekule vode pohranjuju otiske (engrame) svih informacija, kako biokemijskih tako i vibratorno-energetskih. Stanična opna izgrađena je od bio-molekula, specifičnog spoja bjelančevina i masti – lipoproteina, koji funkcioniraju kao pravi primopredajni sistem koji omogućuje komunikaciju između živog organizma i njegove okoline, takozvanu biološku komunikaciju. Zdrave biomolekule djeluju kao savršeni prijemnici – prihvaćaju samo harmonične (koherentne) valove s jasno definiranim osobinama, tj. primaju samo čisto i nesmetano emitiranje. Preciznije, na zdrave stanice mogu utjecati samo vibracije (valovi) određene frekvencije, amplitude, specifičnosti pulsiranja i intenziteta, tj. njihova koherencija određuje za koji dio organizma one predstavljaju korisne informacije. One informacije s kojima stanice rezoniraju bivaju primljene i, eventualno, proslijeđene. Ostale informacije na koje stanice nisu podešene filtrira međustanična tekućina (voda), koja na taj način (elektronski) onesposobljava prijem. Tijekom višegodišnjih istraživanja znanstvenici su točno odredili parametre elektromagnetskih aktivnosti karakterističnih za pojedina tkiva i organe, a koja prethode njihovoj aktivnosti (djelovanju), ili ih prate.

Ova znanja omogućila su da se razviju uređaji koji pomažu organizmu u uklanjanju ili neutraliziranju nepovoljnih i štetnih utjecaja okoline, te da istovremeno, odašiljanjem harmoničnih informacija (vibracija) u rezonanciji s vibracijskim svojstvima zdravih stanica, pospješuju zdravlje tako što potpomažu odvijanje metaboličkih procesa i održavanje tjelesne homeostaze.

To znači da biorezonancijom možemo utjecati neposredno na elektromagnetski biokomunikacijski sistem, čime se velikom preciznošću može utjecati na biokemijske procese koji se odvijaju u stanicama, i to bez unošenja kemijskih tvari.

Rezonantni uzajamni utjecaji (interferencije) nastaju kako mehaničkim (akustično), tako i elektromagnetskim putem. Ove utjecaje u praksi najčešće primjenjujemo u vidu elektroterapije, magnetoterapije (primjena pulsirajućeg magnetskog polja), ili kombinirane elektromagnetske terapije. Ovaj uređaj stvara signale ekstremno niskog intenziteta koji se dovode u rezonanciju. Međutim, korisnik to ne osjeća direktno, već dolazi do samoregulacije raznih procesa u organizmu. Kao posljedicu, pacijenti mogu osjetiti blage podražaje (npr. toplina, vibriranje itd.).

Kako djeluje BioHarmonex i kome je namijenjen ?

BioHarmonex uređaj služi za stvaranje pulsirajućeg magnetskog polja, čime neposredno stimulira informacijski sustav organizma. Njegova je upotreba potpuno sigurna, jer djeluje u opsegu ekstra niskog intenziteta frekvencije elektromagnetskih valova. Najveća prednost mu je što se može koristiti nezavisno o dobu dana i aktivnostima koje obavljate.

Uređaji za biostimulaciju putem elektromagnetskih valova ekstremno niskog intenziteta optimaliziraju komunikacijski sustav organizma tako što stimuliraju kanale za prijenos signala, tj. dovode ih u stanje povećane provodljivosti. Da bi to postigli, uređaji moraju raditi na istom nivou kao i komunikacijski sustav organizma, jer jedino tako može doći do međusobne rezonancije. To znači da je jačina polja zračenja maksimalno 10 mikro Tesla, tj. emitiraju se ciljane serije signala, puno manje jačine od onih koje emitiraju drugi elektronski aparati iz svakodnevne upotrebe.

Takav intenzitet emitiranja je, po svim dosadašnjim elektrofiziološkim ispitivanjima, u potpunosti siguran za upotrebu i može se koristiti bez ikakvih ograničenja, u skladu s našim i međunarodnim standardima. Dakle, uređaj se može slobodno koristiti od dojenačkog doba do kraja života. Upotreba je moguća čak i u slučaju ugrađenog pacemakera i težih psihičkih ili živčanih oboljenja, kao i za pomoćno tretiranje kod oboljelih od zloćudnih tumora.

Značajna prednost BioHarmonexa je u tome što istovremeno otvara više bioloških prozora! S obzirom da time stanicama istovremeno prenosi više informacija, mnogo je djelotvorniji u odnosu na ostale slične uređaje koji rade u okviru mnogo manjeg spektra frekvencija, a u datom trenutku otvaraju samo po jedan biološki prozor.

BioHarmonex radi u frekventnom opsegu od 1 Hz do 200 kHz, ovisno o tome koji je pojedinačni program aktiviran.

Uređaj radi na dvije AA (male) baterije od 1,5 V s kojima se pojedinačni programi mogu pokrenuti 240 - 280 puta.

Od trenutka kada crvena lampica zasvijetli prvi put (Battery Low), uređaj upozorava da je baterija u stanju pretpražnjenja. Dokle god crvena lampica samo treperi rad se odvija neometano, ali zamjena baterija je potrebna kada lampica počne stalno svijetliti.

BIOHARMONEX PROGRAMI

BioHarmonex sadrži 20 kompleksnih programa koji se sastoje od više potprograma, koji čine takozvanu programsku simfoniju, a prosječno traju 25 – 30 minuta.

CHILD - DIJETE

Za zdrav razvoj i rast djece neophodni su osnovni sastojci (hranjive tvari) i korektna uputstva (prijenos informacija). Štetni utjecaji okoline i eventualne zaraze poremetit će optimalni razvoj.

Program Child može pomoći u koordiniranju ovih funkcija, kod kojih kombinacija potprograma utječe na sve funkcije koje su neophodne za zdrav razvoj, uključujući i dijeljenje stanica, rast, razvoj visokog koeficijenta inteligencije, kao i funkcije neophodne za pravilan rast imuniteta.

IMMUNE - PROGRAM ZA JAČANJE IMUNITETA

Primjenom ovog programa možemo postići i održavati harmoniju urođene, prirodne (nespecifične) i nastale (specifične) otpornosti. Primjenom programa pospješuju se funkcionalne aktivnosti različitih vrsta leukocita (bijela krvna zrnca) i imuno stanica (B- i T-limfociti), čime se značajno jača otpornost imuniteta. Dostupni su objavljeni materijali o poboljšavanju rada imuno stanica tijekom upotrebe. Program IMMUNE može se vrlo djelotvorno kombinirati i s drugim programima za podršku imuniteta, kao što su na primjer CHILD, FOREVER YOUNG, RELAX, NERVES, BIORHYTHM i MERIDIAN.

FOREVER YOUNG – VJEČNA MLADOST

Potpomaže antioksidantni sustav organizma, čime se usporava starenje stanica. Osobama koje su izložene mnogim štetnim utjecajima okoline (npr. stanovnici gradova), preporučuje se redovita dnevna upotreba. Kombinacija potprogramskih sustava koja sadrži ovaj program pospješuje rad imuniteta, kako kod muškaraca, tako i kod žena, te jača libido. Čini još djelotvornijim učinke blagotvornih procesa postignutih pravilnim načinom života ili upotrebom nekih drugih sredstava za poboljšanje kvaliteta života. Program FOREVER YOUNG može se vrlo uspješno

kombinirati s programima RELAX, NERVES, DETOX, CIRCULATION, BIORHYTM i MERIDIAN.

HORMONE – ŠTITI HORMONSKI SUSTAV KOD ŽENA

Program potpomaže optimalni rad hormonskog sustava kod žena time što poboljšava osjetljivost receptora endokrinog sustava i uspostavlja ravnotežu povratne sprege organizma koja djeluje na obje strane (pozitivnu i negativnu). Poboljšava apsorpciju fitoestrogena, adaptogena, esencijalnih masnih kiselina, vitamina i minerala u organizmu. Služi kao odlična dopunska terapija za ublažavanje simptoma puberteta, PMS-a i klimakterija.

PAIN – BOL

Ima učinak općeg analgetika, podiže prag podnošljivosti boli. Sprečava i smanjuje bolove nastale ne samo uslijed akutnih povreda ili grčeva, već i one nastale uslijed kroničnih i povremenih problema sa zglobovima; jača djelovanje lijekova. Program PAIN sadrži i djelotvoran potprogram za neutraliziranje simptoma glavobolje. Veoma je djelotvorno kombiniranje ovog s drugim programima za podršku sinergizma (međusobnog djelovanja) kao što su, primjerice, RELAX, NERVES, FOREVER YOUNG, HORMONES, CIRCULATION, BIORHYTM i MERIDIAN, kao i s onim programima koji pospješuju probavu i detoksikaciju – DETOX, DIGESTION, LIVER-PANCREAS, URINARY.

RELAX – RELAKSACIJA

U današnjem dinamičnom svijetu, gdje vlada stalna utrka s vremenom i učinkom, a svi pokušavamo dati maksimum, potrebna je stalna koncentracija. To neprekidno opterećuje naš živčani sustav, zbog čega se vrlo često do kraja dana toliko izmorimo da jednostavno nismo sposobni uživati ni u čemu. Već je odavno poznat utjecaj stresa na naše opće stanje i radnu sposobnost. Uzročnici stresa su različiti agensi. Jedan dio djeluje na psihi (npr. obiteljski problemi, stres na radnom mjestu, emotivni problemi itd. – sve češće ih nazivamo mentalnim toksinima), a drugi dio je fizičke prirode (kemijske tvari, elektromagnetski fenomeni ili mehanička djelovanja). Štetne kemikalije koje loše utječu na naš organizam (npr. industrijski otrovi, ispušni plinovi...), kao i razne druge tvari koje uslijed zagađenja životne sredine dospjevaju u organizam (npr. umjetni aditivi u prehrani), u velikoj mjeri opterećuju naš metabolizam. Prema najnovijim ispitivanjima, kod stanovništva u industrijski razvijenim sredinama ne

nailazimo u tako velikoj mjeri na simptome akutnog trovanja štetnim tvarima, već više na nedostatak sposobnosti pravilne koordinacije procesa metabolizma. To znači nedovoljnu sinkronizaciju rada unutrašnjih organa, što u početku rezultira funkcionalnim, a kasnije i trajnim ostećenjima tkiva. Sve se ovo još više odnosi na dodatno štetne utjecaje poput elektrosmoga ili mehaničkih vibracija (npr. život u stanu pored metroa ili prometne željezničke linije s izraženim vibracijama, provođenje većeg dijela dana u takvom radnom okruženju; živjeti u buci koja zahtijeva konstantnu kompenzaciju od strane živčanog sustava, time značajno smanjujući dostupne količine energije za neke druge aktivnosti). U posljednjih nekoliko desetljeća razvijeno je više vrsta relaksirajućih (opuštajućih) tehnika za očuvanje naše mentalne i fizičke snage, kao i za pospješivanje sposobnosti koordinacije i fokusiranja. Redovita fizička aktivnost, joga i meditacija pomažu u opuštanju i regeneraciji. U nedostatku istog, preporučuje se dnevna upotreba RELAX programa. Ovaj se program izuzetno uspješno može kombinirati i s drugim programima ovog uređaja (vidjeti u dijelu opisa ispod drugih programa!)

NERVES – OPTIMALIZACIJA ŽIVČANIH PROCESA I POBOLJŠANJE KONCENTRACIJE

Upotrebom ovog programa može se postići harmonizacija živčanih procesa, a time i harmonizacija koordinacije raznih funkcija, kao i oporavak od vegetativne distonije. Osobe koje se bave intelektualnim radom, a posebno studenti tijekom ispitnih rokova, mogu značajno povećati svoj učinak. Također se preporučuje kod disfunkcije živčanog sistema prouzrokovane nepravilnom cirkulacijom u mozgu (zbog sporosti kojom vanjski utjecaji djeluju na hormonski sustav, period tretiranja trebao bi iznositi barem jedno godišnje doba). Preporučuje se i u slučaju depresije (kao dopunska terapija), u kombinaciji s redovitom fizičkom aktivnosti za uspostavljanje pravilne cirkulacije, kao dodatna pomoć prehrani (kod teške, žive hrane), kao dodatna pomoć dodacima prehrani (posebno kao dopuna aminokiselinama i masnim kiselinama). Za povremeno pospješivanje mentalnih sposobnosti, (pad kvaliteta mentalnih sposobnosti najčešće nije oboljenje, ali vraćanje na normalu ili jačanje ovih funkcija od velikog je značaja!). Kod unutrašnje napetosti i stresa, kombiniranje s RELAX programom mnogo nas lakše dovede do opuštenosti. Upotreba se preporučuje također kod hiperaktivne djece, kada se primjenjuje u kombinaciji s odgovarajućim načinom prehrane, za postizanje što boljeg učinka.

WEIGHTLOSS - GUBITAK /ODRŽAVANJE TJELESNE TEŽINE

Redovna upotreba uređaja pomaže kod dijete s redukcijom kalorijskog unosa, podstiče detoksikacijske i metaboličke procese, kao i razgradnju masnog tkiva. Program za postizanje i uspješno održavanje idealne tjelesne težine.

DETOX – DETOKSIKACIJA

Prema statističkim podacima, prosječna osoba tijekom svog života, za 70 godina, pojede oko 60 – 70 tona hrane, a s time i oko 1,2 – 2 tona kemijskih sredstava za zaštitu biljaka. Prema tvrdnjama moderne znanosti, ljudske se stanice tijekom života obnavljaju 90 puta. Štetne tvari, koje se nakupe tijekom aktivnosti životnog doba stanice, sprečavaju regeneraciju i mogu smanjiti broj ciklusa obnavljanja na 60. Time se opće zdravstveno stanje i očekivani životni vijek smanjuju za otprilike jednu trećinu. Detoksikacija organizma zahtjeva ogromne količine energije biokemijskog porijekla, takozvanog adenozin trifosfata (ATP), i to na nivou svake stanice. Ali, pored toga, neophodno je i pravilno obavješavanje stanica informacijama koje najbolje osiguravate primjenom programa DETOX. Ovaj program, koji se sastoji od više potprograma, pospješuje rad pluća, jetre, slezene, bubrega, gušterače i debelog crijeva i time uspješno pomaže detoksikacijske procese organizma. Može se uspješno kombinirati s programima RESPIRATORY, DIGESTION, LIVER-PANCREAS, URINARY i, ovisno o pojedinačnim slučajevima, s drugim programima. Ukratko, ovo je program za opću detoksikaciju organizma i pospješivanje rada organa metabolizma koji svatko može koristiti, a redovne terapije za detoksikaciju su itekako preporučljive svima! Naravno, isto je tako vrlo važno uzimati odgovarajuće dodatke prehrani, enzime za probavu i preparate s prijateljskim bakterijama neophodnim za pravilan rad želuca i crijevnog sustava (probiotici), kao i suplemente za detoksikaciju i uništavanje parazita/gljivica i konzumiranje hrane bogate biljnim vlaknima.

EYE-VISION – REGENERACIJA OČIJU, PROGRAM ZA POBOLJŠANJE VIDA

Program za dopunsko tretiranje problema s vidom i očima, kao i za prevenciju istih. Za olakšanje tegoba kod umora očiju, za pospješivanje regeneracije očnih mišića i za poboljšavanje energetike očiju. Korištenje programa je moguće i više puta dnevno. Pored upotrebe programa, neophodno je i uzimanje velikih količina beta karotena, luteina, C vitamina, masnih kiselina, cinka i općih adaptogenih preparata. Pored toga, preporučuje se još i uzimanje preparata za jačanje vida i pospješivanje konvergencije, kao i redovita primjena vježbi za jačanje struktura oka i funkcije vida.

CIRCULATION – SRCE I KRVOTOK

O radu srca te srčanog i krvožilnog sustava ovisi opskrbljenost organizma kisikom i hranjivim tvarima. Zbog štetnih vanjskih utjecaja, kao i neodgovarajućeg načina života, naš srčani i krvožilni sustav izložen je mnogim opasnostima. Primjenom programa možemo uspješno riješavati probleme s cirkulacijom, nastale uslijed vegetativne distonije, posebno grčeve na venama i arterijama. Uz pomoć programa i odgovarajućih dodataka prehrani, lakše će se normalizirati nivo povišenog krvnog tlaka (hipertonije), jer tako osiguravamo neophodne uvjete za pravilan rad srca i srčanog i krvožilnog sustava. Uz primjenu aparata i liječnički nadzor, dugoročno je moguće značajno smanjenje doze konvencionalnih lijekova, a u pojedinačnim slučajevima dolazi čak i do situacije da je uzimanje lijekova u potpunosti nepotrebno. Isto se odnosi i na prestanak simptoma prouzrokovanih sindromom hipertonijske bolesti. Programom CIRCULATION uspješno se mogu kombinirati svi oni programi koji smanjuju simptome prouzrokovane grčevima na krvotoku – RELAX, NERVES, FOREVER YOUNG, HORMONES, BIORHYTHM i MERIDIAN, kao i oni programi koji pospješuju metabolizam i detoksikaciju organizma – DETOX, DIGESTION, LIVER-PANCREAS, URINARY.

RESPIRATORY – PROGRAM ZA POSPJEŠIVANJE RADA DIŠNIH ORGANA

Program za pospješivanje rada dišnih organa ublažava nasljeđene i stečene slabosti dišnih organa, a može se uspješno primjenjivati u vidu dodatne terapije, ili kao sredstvo za prevenciju. Najbolji učinak postiže se pokretanjem programa ujutro, u vremenskom intervalu od 3-5 sati, ili popodne, u vremenskom intervalu od 15-17 sati, jer je to period kada su pluća na maksimumu učinka prema organskom satu.

DIGESTION – PROBAVA

Da bismo preživjeli, moramo se hraniti svaki dan, tj. moramo biti u svakodnevnom kontaktu s elementom Zemlje, tvari koja osigurava potrebnu biokemijsku energiju. Ali, nije neophodan samo unos odgovarajuće količine hrane, već iz nje moramo dobiti i odgovarajuću količinu života. Danas već i moderna znanost priznaje i dokazuje da je čak i od kvalitete unesenih namirnica važnija činjenica da se one u potpunosti probave i apsorbiraju, te da organizam bude u stanju iskoristiti unesene hranjive tvari. Ponekad, bez obzira na postojanje eventualnih nepravilnosti u radu želuca, stvaranje probavnih sokova za pravilan proces probave jednostavno ne djeluje kako treba, pa zbog toga mogu nastati problemi s probavom. Njihovoj eliminaciji može pomoći DIGESTION program jer pospješuje stvaranje probavnih sokova i smanjuje izraženost simptoma i

sporednih učinaka kod dugotrajnih tretmana lijekovima. Upotreba se najviše preporučuje tijekom obroka, ili čak između dva obroka ako se pojavi napuhnutost, a moguća je i više puta dnevno. Načelno se preporučuje svima, posebno osobama koje imaju probleme s probavom i postojećom disfunkcijom metabolizma (ovo se odnosi na mnoge, pošto se sa starenjem proporcionalno smanjuje i kvaliteta procesa probave), te osobama koje pate od kroničnih oboljenja crijevnog sustava (za poboljšanje procesa probave i apsorpcije). Vrlo se učinkovito može kombinirati i s drugim programima koji podržavaju organe gastrointestinalnog trakta, primjerice LIVER-PANCREAS, DETOX itd. Naravno, uz to je vrlo važno i uzimanje odgovarajućih dodataka prehrani, enzima za probavu i preparata s prijateljskim bakterijama neophodnim za pravilan rad želuca i crijevnog sustava, kao i suplemenata za detoksikaciju i uništavanje parazita/gljivica te konzumiranje hrane bogate biljnim vlaknima.

LIVER-PANCREAS – JETRA I GUŠTERAČA

Svaki segment našeg postojanja zahtijeva energiju – aktivnosti, krvotok, rast, apsorpcija/probava. Vrlo je važno kako uspijevamo probaviti unesene tvari. 70-80 % sirove hrane probavljamo uz pomoć enzima koji se nalaze u njima, što znači da je upotreba enzima koje proizvodi gušterača potrebna samo u maloj mjeri. To za ovaj mali organ mase 80 g, koji je u većini slučajeva i inače preopterećen, predstavlja spasonosno rješenje. Međutim, nasuprot tome, kada jedemo samo kuhanu, podgrišanu, pečenu, poširanu, itd. hranu gušterača mora obaviti najteži posao, kako bi mogla proizvesti sve enzime potrebne za probavu različitih unesenih namirnica. To trajno opterećenje najčešće dovodi do disfunkcije gušterače, a na kraju i do njenog premora. Preduvjet savršenog procesa probave (uz već spomenuti) je i optimalno funkcioniranje jetre i žuči, kao i uravnoteženost i vremenski usklađeno funkcioniranje gušterače. Za to pomaže program LIVER-PANCREAS koji u periodima između obroka, kao i u vremenskim intervalima 9-13 prije podne i 21-01 navečer, postiže najveći učinak. Ovaj se program može vrlo uspješno kombinirati s DETOX i DIGESTION programima, a u pojedinačnim slučajevima, prema potrebi, i s nekim drugim programima. Isto, kao što smo to spomenuli i u slučaju programa DIGESTION, od velike je važnosti i uzimanje odgovarajućih dodataka prehrani, enzima za probavu i preparata s prijateljskim bakterijama neophodnim za pravilan rad želuca i crijevnog sustava, kao i suplemenata za detoksikaciju i uništavanje parazita/gljivica, te konzumiranje hrane bogate biljnim vlaknima.

SKIN – PROGRAM ZA POMOĆ U TRETIRANJU PROBLEMA S KOŽOM

Program za stimulaciju razmjene tvari organa odgovornih za zdravi razvitak kože i za dopunsko tretiranje hormonalnih poremećaja. Može se uspješno kombinirati sa specijalnim, pojedincima prilagođenim dijetama i tretmanima čišćenja organizma.

URINARY – ORGANI URINARNOG TRAKTA

Bubrezi igraju odlučujuću ulogu u pravilnom radu našeg organizma. O njihovoj bismo ulozi mogli napisati beskrajne priče i objašnjenja, ali ovdje ćemo u samo nekoliko točaka navesti najznačajnije osobine koje moramo znati. Bubrezi su izuzetno značajni organi za detoksikaciju i metabolizam (sve štetne tvari koje se razgrađuju u vodi čiste se iz organizma preko njih), igraju vrlo važnu ulogu u metabolizmu soli i vode, u održavanju kiselo-bazne ravnoteže, u reguliranju uravnoteženog funkcioniranja hormonskog sustava i stvaranja krvi (eritropoetin), u razmjeni tvari koštanog tkiva (D3-vitamin-hormon), i na kraju, ali ništa manje važno, u održavanju nasljeđene energije našeg organizma, a samim tim i naše opće vitalnosti i životnog vijeka. Uz paralelnu upotrebu odgovarajućeg načina prehrane i dodataka prehrani, vrlo je važno redovno održavanje i dopunjavanje rezervi energije bubrega, za što je programska simfonija URINARY od velike pomoći. Ovaj program mogu koristiti sve osobe – zdrave, a posebno bolesne, više puta dnevno. Preporučuje se koristiti ga tijekom ranih prijepodnevnih ili kasnih poslijepodnevni sati, jer njegov utjecaj tada postiže najbolji učinak, u skladu s bubrežnim satom. Program također pomaže u prevenciji i uklanjanju simptoma oboljenja bubrega i urinarnog trakta.

BONE-SPINE – KOSTI-KRALJEŽNICA

Program BONE-SPINE prvenstveno se može koristiti za prevenciju od osteoporoze i za jačanje koštanog tkiva. Također, osim preventivne upotrebe, BioHarmonex sa svojim BONE-SPINE programom, u kombinaciji s odgovarajućim načinom prehrane i dodacima prehrani, kao i primjenom odgovarajućih terapijskih tjelovježbi, može vrlo učinkovito pomoći osobama koje pate od osteoporoze. Posebno se preporučuje onim kroničnim bolesnicima koji su se razočarali u ranije primjenjivane metode. Također, preporučuje se kao dopunska terapija u slučaju fizioterapeutskih tretmana, jer se njegovom primjenom uspješno pospješuje i ubrzava regeneracija i proces zacjeljivanja povreda kostiju. Upotreba biostimulirajućih elektromagnetskih valova izrazito niskog intenziteta čini prihvatljivim prijenos ovih terapijskih informacija našem organizmu, po potrebi i u kombinaciji s drugim terapijskim signalima.

AFTER TRAINING – NAKON VJEŽBANJA

U životu vrhunskih sportaša od posebno su velikog značaja njihove fizičke sposobnosti, pa je samim tim od posebnog značaja i optimalno iskorištavanje vitalnih rezervi organizma. Na duže staze, svoja vodeća mjesta i rezultate mogu zadržati samo oni sportaši koji, uzimajući u obzir svoje sposobnosti samoregeneracije, u maksimalnoj mjeri mobiliziraju svoje rezerve, a istovremeno čine sve za optimalizaciju mehanizma adaptacije organizma. Na taj će se način njihove vrhunske fizičke sposobnosti iskoristi u pravom trenutku. Za nivo opterećenja, kao i za ostale promjene, trebamo se prilagoditi. U obavljanju tog kompleksnog zadatka, vrlo važnu ulogu ima proces koordinacije izmjene tvari u tkivu, kao i razni procesi metabolizma. Sportaši mogu vrlo djelotvorno povećati svoje sposobnosti redovnom primjenom, više puta dnevno koristeći program NAKON VJEŽBANJA. Najbolji rezultati postižu se u vidu brze regeneracije poslije vježbanja. Također se smanjuje osjećaj umora i doprinosi se povećanju kondicije. Ovaj se program preporučuje i sportašima i amaterima koji bi željeli povećati svoje sposobnosti, nakon vježbanja, za tretiranje mikro i makro trauma, pospješivanje regeneracije mišićnog tkiva i smanjenje osjećaja umora.

MERIDIAN – MERIDIJANI

Ljudski organizam je prekriven mrežom kanala, takozvanim meridijanima. Ovi kanali nisu ništa drugo do specifični energetske tokovi – putevi koji prate krvne žile, živce, kreću se u određenom smjeru i smješteni su na raznim dubinama ispod kože ili na mišićnom tkivu. Ovi tokovi imaju vrlo značajnu ulogu u komunikaciji između raznih organa i dijelova tijela, kao i u strujanju krvi i energije. U slučaju da, uslijed nekih vanjskih ili unutrašnjih utjecaja, dođe do poremećaja na nivou ovih tokova (usporavanje, ometanje, prekid ili preforsiranje energetskog toka), dolazi do gubitka harmonizacije i nastanka oboljenja (ako poremećaj dovoljno dugo traje). Na tim putevima, koje zovemo meridijanima, nalazi se više tisuća akupunkturnih točaka koje možemo stimulirati na razne načine (najstariji su iglom – akupunktura, masiranjem – akupresura), a jedan od njih je elektromagnetska terapija. Program MERIDIAN sadrži cijelu programsku simfoniju koja, za razliku od akupunkture ili akupresure ne stimulira meridijane samo pojedinačnim signalima, već istovremeno stimulira sve meridijane, sveukupno ih harmonizirajući. Specifični meridijanski programi omogućuju harmonizaciju akupunkturnih meridijana, pomažu kod terapija koje se zasnivaju na osnovama učenja pet elemenata, dopunjujući time one laserske ili akupunkturne. Programe MERIDIAN i BIORITAM može koristiti svatko, više puta dnevno, ako se jednostavno želi dobro osjećati u svojoj koži.

BIORHYTM – BIORITAM

U slučajevima promjene vremenskih uvjeta, elektrometeorološke pojave mogu se objasniti modificirajućim utjecajem na našu biokomunikaciju, kao na primjer vegetativni simptomi osoba osjetljivih na promjenu zračnog fronta. Ovaj program, također, pomaže optimalizaciju živčanih aktivnosti. Posebno se preporučuje osobama koje puno putuju, u slučaju čestih promjena vremenskih zona. Harmonizacijom bioritma, pored utjecaja ublažavanja nepovoljnih učinaka vegetativne distonije izazvane promjenom zračnog fronta, moramo napomenuti da je daleko učinkovitije BIORITAM program koristiti u kombinaciji s drugim programima za opuštanje i smirenje povišenih beta aktivnosti centralnog živčanog sustava, kao na primjer NERVES i RELAX, te za harmonizaciju meridijana programom MERIDIAN, kao i programom CIRCULATION.

Primjena programa BioHarmonex uređaja uz pravilan način života i prehrane, uz pravilno odabrane dodatke prehrani, praćena redovnom fizičkom aktivnošću, pruža dosad najdjelotvorniji način uspostavljanja i održavanja našeg psiho-fizičkog zdravlja.

Korištena literatura:

Lednjicki Gabor – BIOREZONANCIJSKA TERAPIJA – stručni materijal za obuku distributera. Pripremljeno: za ENI-MED Kft. – distributera proizvoda 2003.

Zhalko-Tytarenko, G. Lednyiczky. Bioresonance-induced tunneling in serum albumin. XXV Congress of the Internat. Soc. Hematology. La Revista de Investigacion Clinica, Suplemento, Abril, 1994, p. 303.

G. Lednyiczky. BICOM In-vitro-Modulation der Tumorzellen-Entwicklung. Kolloquium des Internationalen Medizinischen Arbeitskreises BRT (IMA), Fulda, 1-3 Oktober, 1993. Brügemann Institut, 8035 Gauting. RTI Heft 13, 1993, s. 146-150.

G. Lednyiczky, O. Osadcha. In-vitro-Modulation der Phagozytose durch die Bicom-Technologie. Acta medica empirica, 1994, vol. 43 3a, p. 184-188.

G. Lednyiczky, Z. Savtsova, D. Sakharov. Endogenous electromagnetic field corrects the immunodeficiency of chernobyl mice. Abstract Book of the 17th Annual Meeting of BEMS, Boston, June 18-22, 1995, p. 210.

P.P. Nosa, O.P. Penezina, I.P. Brener, G. Lednyiczky, V.E. Tcheshuk, V.P. Lakotosh, V.G. Serbynenko. Bioresonance treatment of women suffering for mastopathy. Abstr. Scientific Advances in Complementary Medicine. COST-4, Padova, July 1995.

V. Koshel, D. Sakharov, A. Waeiserman, G. Lednyiczky. Biological EMFs cause considerable changes in the viability of the heat shock treated chrysalises of *Drosophila melanogaster*. Abstr. Scientific Advances in Complementary Medicine. COST-4, Padova, 16-17 June, 1995.

G. Lednyiczky, J. Nieberl. Functional Electrodynamical Testing (FEDT) with the Cerebellum Multifunction Medical Instrument. Abstract Book of the 3rd Dead Sea Conferences, Zichron Ya'acov, Israel, October 20-24, 1996, p. 78.

G. Lednyiczky, J. Nieberl, O. Zhalko-Tytarenko. Endogenous Electromagnetic Oscillations Support Natural Integrity. Abstract Book of the 18th Annual Meeting of BEMS, Victoria, British Columbia, June 9-14, 1996

Living Processes. Bioenergetics. Ed. M.W. Ho, Open University, UK, 1995. Ultra High Dilution. Physiology and Physics. Ed. P.C. Endler and J. Schulte, Kluwer: Dordrecht, Boston, London, 1994.

W.R. Adey. Frequency and Power Windowing in Tissue Interactions with Weak Electromagnetic Fields. Proceedings of the IEEE, 1980, vol. 63, No. 1, p. 119. S. Lin-Liu, W.R. Adey. Low frequency Amplitude Modulated Microwave Fields Change Calcium Efflux Rates >From Synaptosomes. Bioelectromagnetics, 1982, vol. 3, p. 309-322.

W.R. Adey: "Tissue interactions with nonionizing electromagnetic fields", Physiol. Rev., 1981, vol. 61, p: 435.